

Duurzame keuze bij het inbrengen van de blaaskatheter

Bij het inbrengen van de blaaskatheter werken we volgens de richtlijn 'schoon inbrengen' in plaats van steriel. Dit zorgt voor een veilige procedure en draagt bij aan duurzamer gebruik van materialen. Deze factsheet helpt bij het maken van verantwoorde keuzes rondom het inbrengen en de juiste urineopvang.

Blaaskatheter schoon inbrengen

Meer weten? Bekijk de volledige stapsgewijze uitleg in de factsheet 'Schoon inbrengen van de blaaskatheter'.

Welke urine opvangzak gebruiken?

Afhankelijk van type ingreep pas je de opvangzak aan:



Afbeelding 1: Gesloten opvangzak

- Niet aftapbaar
- Inhoud moet verbrand worden (milieubelastend)
- Kosten: **€0,55**



Afbeelding 2: Urimeter

- Bij grote OK/slechte patiënt
- Nauwkeurige monitoring
- Veel afval
- Kosten: **€8,93**



Afbeelding 3: Kraantje-opvangzak

- Urine legen in bokaal/slokop
- Meest duurzaam
- Kosten: **€0,73**


*Prijs is indicatief, afhankelijk van aantal en leverancier.

Procedurebakken



Afbeelding 4: Procedurebakken

Er wordt gewerkt met procedurebakken waarin alle benodigde materialen aanwezig zijn (blaaskatheter, epiduraal, spinaal, CVL).



Afbeelding 5: Geplastificeerd vel met richtlijnen

In de blaaskatheter-bak zit ook een geplastificeerd vel met deze richtlijnen.

Tips & kosten

- Katheter met kraan hoeft niet gewisseld te worden
- Veel urine? Gebruik opvang met kraantje
- Verbranding (WIVA Dordrecht) kost **€900 per 1000 kg** → probeer dit te vermijden.

Meer informatie

Voor meer informatie en praktische tips bezoek:

www.degroeneok.nl